

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-041-200020	CDY001592001	腹腔鏡高流速沖吸引流套管組 SUCTION IRRIGATION 5MM X 360MM	1434		沖和吸一體成型,須搭配沖吸空壓機及廢液收集器之使用。	未被設計於適用範圍以外手術。	無	0
@	84-120-212101	WDY030124003	波仕克止血敷料 HEMOSTASIS POSISEPX HEMOSTAT DRESSING 1.8CM X 8.0CMAS : HEMOSTASIS	3800		？藉由填塞效應、出血吸收及血小板聚集以控制和減少因手術或鼻腔創傷後而引起的出血，及隔離和防止鼻腔內黏膜表面之間的黏著，填塞後逐漸溶解，不需取出。	無	止血棉:移除後有再出血的疑慮且無防止沾黏效果，影響手術品質	0
@	84-120-503350	TTZ020377001	伏血凝血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER	15600		1.為一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到噴血狀況的止血。2.針對組織出血能快速有效的止血。3.不須身體凝血因子就能達到止血效果。4.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。	止血棉(歸類於手術耗材)：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-505181	TTZ028015003	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X90MM AS:BAXTER 1506253	16450		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將於 6-8 週內被吸收，組織反應	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-505182	TTZ028015002	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X45MM AS:BAXTER 1506256	9400		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將於 6-8 週內被吸收，組織反應	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-508003	WDY015399001	鼻用(止血)敷料	3700		1.止血2.組織修復3.抗沾黏4.自行降解5.可做為局部藥物釋放載體如抗生素類 Gentamicin和Ciprofloxacin以及類固醇類	可能存在(但不限於)以下副作用：感染、過敏、中毒性休克綜合症	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-120-660905	THZ020520002	止血氧化纖維棉 SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS2"X4" AS:ETHICON 1962	1859		本產品為無菌的吸收性纖維，以再生纖維素經控制的氧化作用處理後製成。纖維呈白色，表面有淺黃色敷料，待有些微類似焦糖的氣味。本產品材質強韌，可承受縫合或切割而不磨損，且性質穩定，可儲存人為控制之室溫環境中。產品存放一段時間後可能會略微變色，但其效能不受影響。	本產品經由血液浸透後，會膨脹為褐色或黑色膠狀團塊，可便於血液凝結，從而輔助抑制局部出血。若能正確使用最低所需量，植入部位可吸收本產品，幾乎不會引起組織反應。吸收率會受多項因素影響， 例如用量、血液的pH	無	0
@	84-120-934071	TTZ025954002	克滲凝外科手術封合劑 COSEAL SURGICAL SEALANT 4ML AS:BAXTER 934074	29000		1.為一種全合成的手術密合劑及黏著屏障，不包含人類血液來源的添加物。2.能快速封合人工血管吻合口。3.文獻上顯示能預防術後組織的沾粘發生。4.產品會在30天內被完全吸收，並維持彈性，不會限制正常的生理擴張。	在多中心臨床研究中沒有其他與本產品有關的不良反應事件被通報。	以傳統電燒、縫合結紮方式或止血棉加壓止血，可能需時較久而延長手術與麻醉時間、增加失血量，同時也可能造成熱傷害或縫合不當等，導致術後產生滲血或其他併發症產生。	0
@	84-120-MS0008	THZ013975001	斯龐嘉止血粉(止血凝膠粉) 1G AS:FERROSAN MS0008	10000		本產品是一種無菌、不容於水、可展延、豬凝膠製造、可被吸收的海綿狀物質，用於表層出血的止血，這一種海綿狀物質呈灰白色，外表有許多小孔。	無	無	0
@	84-120-SK0001	TTZ031099001	可吸收性止血劑及敷料ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT ANDDRESSING 1G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0001-EU	10200		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-120-SK0003	TTZ031099002	可吸收性止血劑及敷料 ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 3G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0003-EU	17925		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0
@	84-120-SK0005	TTZ031099003	可吸收性止血劑及敷料ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 5G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0005-EU	22150		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成)。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正常範圍的水平。(請詳	無類似功能健保給付品項	0
	84-273-813425	CDVPBPGAV2BB	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 10 CMH20 AS:AESCULAP	99500	92017	術後不會因MRI追蹤而影響設定數值，重力閥抗虹吸設計有效抵抗位壓差的過度引流。	無	可21段調整壓力,依據病患狀況做析微調整。具重力閥抗虹吸裝置,有效預防虹吸現象造成過度引流。抗MRI 3T不引響數值,不須再做數值修正動作。	7483.35
@	84-280-600000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6F	12000		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。	可能有過敏反應、異物反應、水腫	無	0
@	84-280-800000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 8F	12000		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。	可能有過敏反應、異物反應、水腫	無	0
@	84-286-000010	FSZ005697001	玻達癒可吸收防沾黏凝膠10ML /支	17996		使用本產品14天後,人體可自行吸收	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-286-005010	FBZ023781001	維骨適膝關節腔滑液替代物(防沾黏) 50MG/10ML AS:TRB CHEMEDICA VISCOSEAL	27300		1.替代並補充關節鏡手術所流失的關節液。2.恢復保護層覆蓋軟骨和滑膜免受機械損傷和炎症介質，保護結構減輕關節疼痛，改善活動能力並促進關節功能之復原。3.恢復關節產生HA 的穩定與平衡。4.恢復潤滑和減震性改善關節功能和移動性。5.刺激內源性HA 的	本產品依據核准之適應症及劑量狀況下使用，尚無已知之不良	健保尚無給付類似適應症之產品	0
@	84-286-010006	FSZ017697001	優全補疝氣系統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM MEDIUM 6CMX12CMX7.5CM AS:ETHICON	13000		UHS為一種無菌、預先成形、三維的網片，其組成包括未染色的覆蓋補片，經由網狀圓柱與襯底補片相連接	通常於手術植入的材質有關，包括暫時性發炎異物反應，血清腫、感染惡化、沾黏的形成	較不會發生術後疼痛，與異物感反應的現象，同時術後恢復效果較快	0
@	84-286-010007	FSZ017697002	優全補疝氣系統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM LARGE 6CM ? X12CM ? X10CM ? AS:ETHICON UHSL1	13000		UHS為一種無菌、預先成形、三維的網片，其組成包括未染色的覆蓋補片，經由網狀圓柱與襯底補片相連接	通常於手術植入的材質有關，包括暫時性發炎異物反應，血清腫、感染惡化、沾黏的形成	較不會發生術後疼痛，與異物感反應的現象，同時術後恢復效果較快	0
@	84-286-01510F	FSZ018055002	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN PCO1510F	31000		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成：3D聚酯人工網+可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收, 20天後完全被吸收，有效防止組織沾黏。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極佳, 可	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-286-02015F	FSZ018055004	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 20X15CM AS:COVIDIEN PCO2015F	32500		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成：3D聚酯人工網＋可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收，20天後完全被吸收，有效防止組織沾黏。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	0
@	84-286-076200	FSZ019410002	亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL ENDO 30MG/ML/ACP 10ML + 30CM CANNULA	14175		1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。3. 開放式與內視鏡手術皆有專門設計的規格包裝，醫師能更方便的選用並簡單操作。且凝膠狀的劑型是目前唯一可用於子宮鏡手術後的	無	無對應之健保給付品	0
@	84-286-076204	FSZ005261002	防粘連可吸收膠 40MG/ML 10ML/PC	14490		本品為滅菌、透明且黏稠的玻尿酸凝膠，主要成份是玻尿酸的衍生物，而玻尿酸是人體的結締組織、上皮細胞	無	無	0
@	84-286-076206	FSZ001142001	宮安康宮腔用可吸收防沾黏凝膠 II-SMI	16800		本產品用於子宮鏡和其他子宮腔手術後，預防或減少子宮腔術後沾黏形成，以利傷口自然癒合之過程。	對透明質酸鈉及其衍生物有過敏史者不得使用	無	0
@	84-286-1208DL	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網左側 PARIETENE PROGRIP MESHES LEFT SIDE 12X8CM	11775		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0
@	84-286-1208DR	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網右側 PARIETENE PROGRIP MESHES RIGHT SIDE 12X8CM	11775		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-286-15102L	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 左側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2L	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯（polyester）材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。5. 產品費佔健保一般人工	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0
@	84-286-15102R	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 右側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2R	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯（polyester）材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。5. 產品費佔健保一般人工	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0
@	84-286-1510AL	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(左側)15X10 CMAS:COVIDIEN LPG1510AL	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為 polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-286-1510AR	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(右側)15X10 CMAS:COVIDIEN LPG1510AR	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-1612AL	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(左側)16X12 CMAS:COVIDIEN LPG1612AL	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-1612AR	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(右側)16X12 CMAS:COVIDIEN LPG1612AR	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-430506	FSZ018915001	生化可吸收膜 BIORESORBABLE MEMBRANE 5"X 6" AS:GENZYME CORPORATION	12700		為可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉與羧酸甲基纖維素兩種陰離子多醣類組合而成，藉活化劑將上述生化聚合物做化學上的修改而成。	無	暫無健保給付項目可供比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-286-SM0002	TTZ030696002	亞瑞絲達可吸收止血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 3G AS:BARD SM0002-USA	21000		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險，能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止血時，此時使用傳統外科手術止血療法(如健保給付止血棉)，止血時間較長且需等自體凝血，若止血棉移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。本產品為粉末顆粒止血劑(新劑型)能加速凝血機制	0
@	84-286-SM0005	TTZ030696001	亞瑞絲達可吸收止血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 1G AS:BARD SM0005-USA	10400		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險，能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止血時，此時使用傳統外科手術止血療法(如健保給付止血棉)，止血時間較長且需等自體凝血，若止血棉移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。本產品為粉末顆粒止血劑(新劑型)能加速凝血機制	0
@	84-301-00NL01	FSZ027976001	妮都蕾斯無針式網片(聚丙烯懸吊帶X1,植入牽引器X1)AS:NEOMEDIC NL-01	31500		本產品設計為單次使用的裝置。	1.在牽引網片時可能會造成靜脈、神經、膀胱或尿道的穿孔，可能需要手術的介入來治療。2.異物反應可能會造成周圍組織發炎。3.作為一種相對於身體組織間的外來異物，本產品可能促發已先行存有的感染風險。4.假使病患因任何組成要件而引發併發症，需立即移植出此裝置。5.產品上的網狀組織如承受	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-301-ISM100	FSZ031551001	愛適達迷你懸吊手術系統AS:CL MEDICAL IS M1	33000		1.懸吊帶材質有抗變形的設計，採用無張力單股編織。2.網片邊緣無裁切缺口，不會經時間變化產生細小分子微粒產物。3. 懸吊帶採用無切邊編織，手術過程較不會造成手術切口路徑刺激。4. 懸吊帶採用可調整錨扣的設計，能依調整病人體型調整合適張力。	醫療器材報告(MDRs)記載針對用於應力性尿失禁修護之手術用網片/懸吊帶類產品之常見併發症，依發生頻率為：疼痛、陰道侵蝕（暴露、擠出或突出）、感染、泌尿問題、經常性失禁、性交期間疼痛（性交疼痛）、出血、臟器穿孔、神經－肌肉問題和陰道疤痕。這些併發症大多需要額外的醫療介入，有時需	此產品與健保給付品項之差異為體外無開放式傷口，採用陰道入切口放置懸吊帶，降低疼痛感，不影響外觀，能縮短術後恢復期。	0
@	84-301-KIT001	FSZ025630001	歐菲拉迷你懸吊帶系統 OPHIRA MINI SLING SYSTEM AS:PROMEDON KIT-OT-01	28275		本產品有多點式固定，比起一般兩點式固定，提供更強的穩固力，而且不同產品有不同的設計，能給醫師針對不同病人選擇合適的產品，增加手術安全性。	術後不久感覺到陰道疼痛，其他可能的併發症包括切口處感染、尿道或陰道侵蝕、陰道發炎等。	相較健保給付品項，本產品僅需單一切口就能進行安裝，術中出血量小，且對於膀胱及腸子損害的風險較小。由於僅為單一小傷口，所以術後恢復期較短，安全	0
@	84-302-CL0316	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2弧 GS-21 37MM AS:USS VLOCL0316	1575		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0326	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0326	1575		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0604	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 3-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0604	1575		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0614	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 3-0 V-20 30CM AS:USS VLOCL0614	1500		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-302-D2B402	SAY026490001	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 224X24CM 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXP2B402	1500		本產品採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。	感染、紅斑、異物反應、暫時性炎症反應及罕見情況下的傷口裂開均是任何縫線的典型性或可預計的風險，因此也是本產品的潛在併發症。使用本產品縫合皮下時要盡量的深，以最大程度的減少縫線吸收經常見到的紅腫和硬	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	0
@	84-310-00HD20	TAY029894001	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC HD 1000I SHEARS 5MMX20CM AS:ETHICON HARHD20	32500		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達7 mm血管。	0
@	84-310-00HD36	TAY029894001	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC HD 1000I SHEARS 5MMX36CM AS:ETHICON HARHD36	32500		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達7 mm血管。	0
@	84-310-0HAR9F	SAY019832002	哈默尼克福克斯弧形剪刀 HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 9CM AS:ETHICON	24000		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達5mm血管。	0
@	84-310-0PPH01	SAZ009521001	普克美釘合器(痔瘡釘合器)	13000		1圓形吻合器係藉關閉的吻合器高度控制組織擠壓，用於脫垂及痔瘡手術2.2擴張器及縮口縫合線肛門鏡係幫助縮口縫合線使用於齒狀線上方，另擴張器可用來幫助吻合器插入肛管中3縫合線穿引器可在縫合時，方便縫合線拉	吻合部位所用之金屬夾(釘)或縫合線可能影響吻合後黏膜修復完整性	暫無健保給付項目可供比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-310-ABS015	TSZ026337001	單一使用可吸收固定釘 5MM W/15 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK15	17500		1. 適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。2. 待組織植入人工網膜強化後，本品於人體內約一年左右可完全被吸收，無異物留存體內。3. 整體拋棄式個人專屬設計，釘體深色及釘形於術中辨識度高，增加手術精確度。4. 植入大面積人工網膜mesh時，更能有效縮短手術時間。5. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	目前無文獻特別報告之。	健保給付品項無此類商品。	0
@	84-310-ABS030	TSZ026337002	單一使用可吸收固定釘 SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/30 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK30	24000		1. 適用於腹腔鏡或開腹式手術，取代傳統縫線固定的角色。2. 待組織植入人工網膜強化後，本品於人體內約一年左右可完全被吸收，無異物留存體內。3. 整體拋棄式個人專屬設計，釘體深色及釘形於術中辨識度高，增加手術精確度。4. 植入大面積人工網膜mesh時，更能有效縮短手術時間。5. 減緩病人術後因使用傳統縫線易引起的疼痛。	與本產品相關的不良反應和潛在的併發症可能包括但不限於血清腫，出血/血腫，復發，慢性疼痛，感染，過敏反應，發炎反應，內臟黏連，神經卡壓和小腸穿孔。	健保給付品項無此類商品	0
@	84-310-HAR17F	SAY019832002	哈默尼克福克斯弧形剪刀 HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON	24000		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達5mm血管。	0
@	84-310-SHC23A	SAY001216001	諧波刀儀手術剪(彎型刀頭)ULTRASONIC SURGICAL SYSTEM SHEAR5.5X230MM AS：EZISURG MEDICAL SHC23A	25200		設計握把較符合東方人尺寸，熱傷害及煙霧少手術視野較佳。	無	無	0
@	84-310-SHC36A	SAY001216001	諧波刀儀手術剪(彎型刀頭)ULTRASONIC SURGICAL SYSTEM SHEAR5.5X360MM AS：EZISURG MEDICAL SHC36A	25200		設計握把較符合東方人尺寸，熱傷害及煙霧少手術視野較佳。	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-36A-A00618	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BB-100618	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-A00718	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BB-100718	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-A00818	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BB-100818	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-B00618	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BBC-100618	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-36A-B00718	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BBC-100718	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-36A-B00818	CDZ023568001	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BBC-100818	65000		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	0
@	84-449-13230P	SSZ000988001	一次性止血夾13毫米有塗層2300毫米 AS:VDK-CD-13-230-P	750		當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm且可以進行保守治療時,可使用本器械作為輔助治療。	如果在24小時內夾子脫落,可能引起再次出血。	無	0
@	84-449-D26230	SSZ000797001	可旋轉重複開閉軟組織夾有PE塗層打開夾子11MM長度2300MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-230-C	882		1.產品具有重複開合之縫合功效,傷口若沒有夾好,可再開啟。2.具旋轉功效,在腸胃道之無方向限制。3.具覆膜,不易磨損內視鏡。4.內視鏡手術時配合使用此器械,可快速止血或縫補穿孔之傷口,並可大幅減少手術時間。5.操	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	無	0
@	84-550-000011	BBY012476001	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 3" X	780		配合腹腔鏡手術,摘除之器官標本置入袋,防污染滲漏。	無	無	0
@	84-550-000012	BBY012476002	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8" AS:LINA EB-125	977		配合腹腔鏡手術,摘除之器官標本置入袋,防污染滲漏。	無	無	0
@	84-550-000015	BBY020233002	內視鏡專用檢體袋 INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYST EM 12/15MM 7.5" X9.5" AS:APPLIED	6400		為腹腔鏡手術過程中可將檢體取出及放置用。	無	無類似功能之健保給付品項	0
@	84-550-173049	BBY017393001	一次性取物袋 SPECIMEN RETRIEVAL AND POUCH SYSTEM ENDO CATCH II 5"X9" AS:COVIDIEN	7000		由長原柱形管和聚亞安酯組成,此袋可通過對組織隔離,和包裹最大限度減少術中標本溢出及汙染	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-765-183001	TKY029906W01	30度肩膝關節止血 用低溫氣化棒 ARTHRO WAND CAPSURE 30 ICW 30D 3.0MM	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-243001	TKY029906W01	45度肩膝關節用斜 角低溫氣化棒 45 ICW 45D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC2430-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-405001	TKY029906W01	小關節用低溫氣化 棒含接線 30 DEG 1.4MM AS:ARTHROCARE AC4050-01	17325		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-425001	TKY029906W01	90度肩膝關節用高 效能低溫氣化棒 90ICW 90D 3.75MM AS:ARTHROCARE ASC4250-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-433001	TKY029906W01	30度肩膝關節切割 用低溫氣化棒 AS:ARTHROCARE AC4330-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-553101	TKY029906W01	關節軟骨用低溫氣 化棒 AS:ARTHROCARE AC5531-01	12270		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-SH4250	TKY029906W01	90度關節用氣化棒 ARTHRO WAND SUPER TURBOVAC SUCTION90度 IFS 3.75MM AS： ARTHROCARE ASH4250-01	19000		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001060	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001070	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001080	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001085	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及效果。	2881.2
	84-893-001090	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及效果。	2881.2
	84-893-001095	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及效果。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001100	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001105	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001110	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001115	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001120	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001125	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001130	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2
	84-893-001135	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2
	84-893-001140	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001145	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001150	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001155	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001160	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2
	84-893-001165	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2
	84-893-001170	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001175	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有廣佳使用適應症可	2881.2
	84-893-001180	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有廣佳使用適應症可	2881.2
	84-893-001185	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有廣佳使用適應症可	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001190	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001195	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001200	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001205	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001210	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體21.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001215	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001220	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001225	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2
	84-893-001230	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體23.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更佳的使用適應度及穩定性。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001235	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體23.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001240	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體24.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2
	84-893-001245	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體24.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症及	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001250	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001255	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001260	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001265	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001270	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001275	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001280	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001285	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2
	84-893-001290	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體混濁等)有更佳的使用適應症。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-001295	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症要求。	2881.2
	84-893-001300	FALSNWAVE1A1	可舒視明軟式單片型人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN60WF	30500	27619	1.可過濾低波長之高傷害的藍光降低黃斑部的傷害2.同時矯正看近看遠的雙焦點功能3.四腳定位非球面設計.4.親水性壓克力材質低沾粘性降低術後續發性白內障5.獨特散光軸設計可同時矯正散光度數	無	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3.植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體脫離等)有更高的使用適應症要求。	2881.2
	84-893-003130	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003140	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003145	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-003155	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003185	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003190	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003195	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003200	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003210	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 21.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003225	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003230	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-003235	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.5D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-003240	FALSNMULT2A1	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 24.0D AS:ALCON	60000	57119	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物。	無	1.非球面光學鏡面設計。2.可濾部分藍光。3.老花矯正	2881.2
	84-893-065210	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	可以補償角膜球面相差，本產品為雙凸非球面設計具有直角光學後緣。	無	提升視覺對比敏感度	2881.2
	84-893-065215	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	可以補償角膜球面相差，本產品為雙凸非球面設計具有直角光學後緣。	無	提升視覺對比敏感度	2881.2
	84-893-065225	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	傳統的人工水晶體為球面鏡片，存在著球面像差，而非球面人工水晶體則能減少球面像差，提升視覺的品質。	若人工水晶體移位可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.「光學設計」進步所帶來的視覺品質改善(增加視覺敏感度、改善水晶體調節能力，同時提供遠、中、近距離視力)。2.材料生物相容性更佳，減少復發型白內障的比率。3. 植入特殊功能人工水晶體所需標準較高(不是每位白內障病患均適用)，需更精密的手術前評估及手術技術。4.一般功能人工水晶體除了費用較低廉外，在某些情況下(如水晶體後囊破裂、玻璃體膜脫離)有更佳使用適應症。	2881.2
	84-893-111175	FALSNT0RC1RY	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的RAYACRY而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2
	84-893-114205	FALSNT0RC1RY	散光非球面人工水晶體 20.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的RAYACRY而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2
	84-893-115175	FALSNT0RC1RY	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	44780	41899	環明散光推注式人工水晶體是高精度單片光學設計，通過機器加工和磨平達到臨床品質的RAYACRY而製成，可以避免矽油粘連和矽油引起的渾濁。	無特殊不良反應	提供散光矯正	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-176140	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176145	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176155	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176160	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176165	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-176170	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176195	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176200	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176205	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176210	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-893-176215	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176220	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176235	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32130	29249	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供最佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
@	84-896-520024	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 24MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意是瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意是瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-896-520026	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 26MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0
@	84-896-520028	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 28MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0
@	84-896-520030	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 30MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-896-520032	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 32MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲,更	0
@	84-896-520034	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 34MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲,更	0
@	84-896-520036	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 36MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling),後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形,可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定,以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計,置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲,更	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-896-520038	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 38MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0
@	84-896-520040	FHZ020318001	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 40MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈦鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐。瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	0
	84-898-031025	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 25MM AS:MEDTRONIC 310C25	150000	104887	符合自然的血流動力學, 提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定, 提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號, 擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑: 提升病人生活品質	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-898-031027	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 27MM AS:MEDTRONIC 310C27	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031029	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 29MM AS:MEDTRONIC 310C29	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031031	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 31MM AS:MEDTRONIC 310C31	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031033	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 33MM AS:MEDTRONIC 310C33	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U21	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬 心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 21MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-898-305U23	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 23MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U25	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 25MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U27	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 27MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-330019	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-898-330021	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-330023	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-330025	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-898-330027	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730025	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730027	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-898-730029	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730031	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730033	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-907-310005	FBZ003458003	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 5CC AS:NUVASIVE 5010005	46737		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及 β 型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0 mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體	無	健保已給付之類似功能類別品項(人工代用骨)主要為生物陶瓷類骨填補材，本產品為膠原蛋白混合生物陶瓷之複合式骨填補材料；除了陶瓷本身組成的HA/TCP具有良好的生物相容性及骨引導功能外，複合的膠原蛋白材料並有誘導如BMP等生長因子的功效，其促進骨新生能力優於傳統骨填補材料。其中膠原蛋白有利於吸附自體骨髓(BMA)，而使此類骨材除了骨引導能力外更具有骨誘導能力，可優於健保已給付之品項。吸收新生修復的速度與自體	0
@	84-907-310205	FBZ003458006	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MMX22.5MM(2)	46970		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及 β 型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0 mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體	無	一般健保品項僅具骨傳導功效，本品項與患者骨髓混合後，兼具骨傳導性及骨誘導性，可刺激骨質新生，因內含膠原蛋白，產品有柔軟易塑型、促進止血功能及高度生物相容性之特色。	0
@	84-907-443103	FBZ019480007	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PROD	47000		1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	無	本產品屬健保不給付品，一般健保人工骨都是合成骨植入患部，主要是填補骨缺損當作骨頭之間的傳導橋樑，並沒有任何誘導骨生成功能；Grafton Putty 是從人骨萃取無菌製成保留了微量 BMP，除了提供橋樑傳導外還有骨誘導性可增加骨生成提高融合率。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-907-B01031	FBZ002964003	膠原蛋白骨填料8×15MM AS:SUNMAX B01031	13230		依照骨折處可朔型填補骨缺損	可能的不良反應包括但不限於下列反應:未完全癒合植入物即全被吸收,接合不正,假性關節形成,過敏反應,骨髓抽取處出血,血栓性靜脈炎,血栓,四肢長度不等,固定不穩,神經性併發症,植入物骨折以及植入物變形。正如任何骨填補手術一	提供造骨所需養分,促進癒合時間	0
@	84-907-B01041	FBZ002964004	膠原蛋白骨填料10×20MM AS:SUNMAX B01041	22200		依照骨折處可朔型填補骨缺損	可能的不良反應包括但不限於下列反應:未完全癒合植入物即全被吸收,接合不正,假性關節形成,過敏反應,骨髓抽取處出血,血栓性靜脈炎,血栓,四肢長度不等,固定不穩,神經性併發症,植入物骨折以及植入物變形。正如任何骨填補手術一	提供造骨所需養分,促進癒合時間	0
@	84-913-100041	FBZ019006001	特黴素抗生素骨水泥 ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE CEMENT RADIOPAQUE WITH TOBRAMYCIN 41G	19920		抗生素均勻分散包覆於骨水泥分子達到治療與預防感染效果	不良反應根據告報:血壓暫時性下降、血栓性靜脈炎等。	抗生素均勻分散包覆於骨水泥分子達到治療與預防感染的效果。與傳統骨水泥操作方式相同,簡單方便	0
@	84-913-2A2520	FBZ025957001	萬古慶大黴素骨水泥 VANGOGENX 40G WITH VANCOMYCIN+GENTAMICIN AS:TECRES 12A 2520	22000		本骨水泥含有慶大黴素(Gentamicin)和萬古黴素(Vancomycin),它可做為含抗生素之空間維持裝置或永久性人工關節植入物	使用骨水泥時可能會出現下列不良反應:血壓短暫地下降,血栓性靜脈炎,出血-血腫,表面/深部手術傷口感染,骨股粗隆突滑囊炎,短期的心臟傳導不規則	健保品在作用時皆為高溫且不含抗生素,本骨水泥含有慶大黴素(Gentamicin)和萬古黴素聚合反應時溫度較低。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-920-503213	S2017351	攝護腺氣化切除用 雷射光纖長3M 內 徑550UM 外徑 760UMAS:LISA	102375		止血功能優異，術中幾乎不出血、安全性較高，術後恢復快速，導尿管放置時間短，住院時間短	無	1.提昇手術安全性2.有效性減少手術次數，縮短手術時間3. 減低手術傷口感染4. 有效降低手術後併發症發生機率。	0
@	84-967-091933	BBZ016298005	康威雙片式多柔膚 可剪裁墊高式彈性 環70MM AS:CONVATEC	285		無扣環設計感覺很柔軟服貼，不須用立即可將便袋黏貼上去，尤其剛手術後可避免因扣袋壓力而造成的傷口疼痛	無	目前無相關品項有健保給付	0
@	84-971-010020	CFZ014016002	腸道金屬支架 2.2 X 9CM AS:MICROVASIVE 6502	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	0
@	84-971-010021	CFZ014016002	腸道金屬支架 2.2 X 6CM AS:MICROVASIVE 6501	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	0
	84-971-010022	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 9CM AS:MICROVASIVE 6505	51323		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378
	84-971-010023	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 6CM AS:MICROVASIVE 6504	51323		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378
@	84-971-010024	CFZ014016002	腸道金屬支架 2.2 X 12CM AS:MICROVASIVE 6503	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	0
	84-971-010025	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 12CM AS:MICROVASIVE 6506	51323		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-010041	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架/6-5 膜 AS:MICROVASIVE M00570700	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010042	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架/8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570710	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010043	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架/1-4-3膜 AS:MICROVASIVE M00570720	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010044	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架/1-6-5CM膜 AS:MICROVASIVE M00570730	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010045	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架 /1-8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570740	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010062	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架0.8X8CM AS:MICROVASIVE M00570620	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010063	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架1X4CM AS:MICROVASIVE M00570890	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-010064	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架1X6CM AS:MICROVASIVE M00570640	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-010065	CDZ018307001	經內視鏡膽道金屬 支架1X8CM AS:MICROVASIVE M00570650	58500		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	0
@	84-971-200618	CFZ024450001	博娜無包膜十二指 腸支架 D:20MM L:60MM AS:BP- 200618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能併發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	0
@	84-971-200818	CFZ024450001	博娜無包膜十二指 腸支架 D:20MM L:80MM AS:BP- 200818	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能併發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-201018	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BP-201018	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-201218	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BP-201218	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-201418	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BP-201418	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管種	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-201618	CFZ024450001	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BP-201618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-555860	CFZ014016002	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X60MM AS: BOSTON	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	0
@	84-971-555870	CFZ014016002	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X90MM AS: BOSTON	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	0
@	84-971-555880	CFZ014016002	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X120MM AS: BOSTON	61200		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	0
@	84-971-711050	CDZ018163001	異物取出網 2.5MM*230MM 型號:711050	2500		1.腸道異物取出用的網子。2.腫瘤切除後,使用內視鏡專用取出網取出,可避免腫瘤吸出時碎裂影響病理結果。	無	檢體取出完整,提高檢出率。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-C00618	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BPC-200618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C00818	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BPC-200818	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01018	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BPC-201018	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-971-C01218	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BPC-201218	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01418	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BPC-201418	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0
@	84-971-C01618	CFZ024450001	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BPC-201618	62400		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較,目前臨床治療上最常見的方式為胃造瘻須經全身麻醉,且恢復期長,相對上易有造瘻口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如: 每個月甚至每星期須更換一次,安置時病人的不舒服,容易被病人扯掉…等,更有甚者,會有下列之併發症,如:反覆、嚴重之逆流性食道炎,食道	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-984-008002	TSZ010846001	凝膠式內視鏡手助套環系統 GELPORT SYSTEM WITH ALEXIS O RETRACTOR 120MM AS:APPLIED	23955		方便執行內視鏡手術時可用手輔助器械操作，保持腹腔氣體不流失，縮短手術時間，減少風險	無	無類似健保給付品項	0
@	84-984-008301	TSZ010846005	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS S AS:APPLIED C8301	2520		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-984-008302	TSZ028377004	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS M AS:APPLIED C8302	2990		1.醫療級PE製造，材質柔軟平順，利用上下兩個軟環固定在腹壁上，使其提供360度環型的保護與傷口支撐，在醫師取得良好的手術視野的同時，亦大幅減少手術過程中對傷口的拉扯。2.因其材質的特性可將傷口完整的包覆住，能減少血水回流至體內，有效降低	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-984-008312	TSZ028377006	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2-4CM INCISIONS XS AS:APPLIED C8312	2140		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-985-484501	TKY017079007	鼻手術用氣化棒 CHANNELLING REFLEX ULTRA 45 AS:ARTHRO CARE EIC 4845-01	15000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-485701	TKY017079009	軟顎手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC4857-01	16000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-985-587201	TKY017079001	扁桃腺及腺樣體手術用氣化棒 EVAC 70 XTRA WAND AS:ARTHRO CARE EIC 5872-01	15000		低溫雙極冷觸氣化	正常使用下，無	無健保品項可供比較	0
@	84-985-689501	TKY029471001	黏膜下鼻甲手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC6895-01	19235		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-887501	TKY017079003	鼻竇、小兒扁桃腺手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC8875-01	17000		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-889801	TKY017079004	腺樣體手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC8898-01	20660		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-989-046037	NEY022120W01	丟棄式肌電檢查用電極針	110		中心為銀材質傳導提供可信賴的紀錄,銳利的設計易於皮膚穿刺和提高病人的舒適度,人體工學設計的軸心手把較易使用,手把上有刻紋標記，可識別斜角位置,任何方向都可直接連接安寶同軸纜線,提供可信賴的紀錄，具低阻抗且高信號品質,提供六種尺寸.	無	無	0
@	84-996-102400	S2022964	"波士頓科技"綠光雷射光纖 "BOSTON SCIENTIFIC" MOXY LASER FIBER AS: BOSTON 0010-2400	132000		藉以高功率180w側發型雷射，以其綠光532nm波長特性，搭配內視鏡施行雷射攝護腺汽化術，出血量少，安全性高，術後復原時間短，更是高風險高？病患攝護腺肥大手術首選	與一般傳統雷射治療的併發症及危險相同，詳可參考本產品中文仿單	出血少、住院時間短、術後復原快，高風險高？病患攝護腺肥大手術首選。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-996-206001	S8029088	鈹光外科雷射系統 用光纖 THULIUM SURGICAL LASER FIBER 200W 600UM CORE 3M LONG AS:QUANTA OAF006001	102375		Cyber Tm 200高能量鈹雷射可提供 2010nm雷射波長，具有良好的切割及 汽化效果，同時兼具高效能的止血功 能。由於鈹雷射的熱深度極淺，所以 對週邊組織傷害也少，因此術後產生 不適感的機率也是最低，對於勃起神 經的傷害也較小。本產品適用於開放 性手術、腹腔鏡及內視鏡手術應用。 用以切開、切除、消融、汽化、軟組 織凝血與止血，亦適用於各種臨床科 別包括泌尿科。	雷射治療後可能產生 疼痛，且可能會有輕 微發燒或白血球增多 的情形，患者多半會 自己痊癒。若傷口有 感染問題存在，則必 須採取適當治療即能 康復。	1. 傳統電刀括除術有出血、水中 毒風險等問題，術後併發症機會 較高，且會影響性功能，且對於 年邁，尤其有出血傾向及心肺功 能不佳之病人有相當的手術風 險。2. 相較於“貫達碩”鈹光外 科雷射系統具有良好的切割及汽 化效果，兼具高效止血功能，且 對於組織不會造成深層的熱傷害 ，在術中無水中毒風險，併發症 發生機會較低，術後恢復時間快 ，影響性功能機會極低。重要的 是術中可取得組織樣本，供病理	0
	84-A02-016034	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHT Ψ8.0MM 160MM STERILE AS:SYNTHES	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-016210	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHT Ψ7.0MM 210MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-016225	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHT Ψ7.0MM 225MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A02-018210	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHT Ψ8.5MM 210MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-018240	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHT Ψ8.5MM 240MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-019195	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 195MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-019225	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 225MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8
	84-A02-019240	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓 內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 240MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕， 強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗 腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密 TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗 蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易 斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構 5.優於健保更符合人體 解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A02-019255	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 255MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-037042	FBNG1SBDTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 短髓內釘 TFNA SHORT FEMORAL NAIL 10X170MM 130 ? AS:SYNTHES 04-	98000	78013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨	19987.8
	84-A02-037043	FBNG1SBDTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 短髓內釘 TFNA SHORT FEMORAL NAIL 10X200MM 130 ? AS:SYNTHES 04-	98000	78013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨	19987.8
	84-A02-037143	FBNG1SBDTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 短髓內釘 TFNA SHORT FEMORAL NAIL 11X200MM 130 ? AS:SYNTHES 04-	98000	78013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨	19987.8
@	84-A02-100110	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型 鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 10H AS:SYNTHES 02.100.110	50873		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-100120	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型 鎖定骨板 RECONSTRUCTIO N STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 20H AS：SYNTHES 02.100.120	49455		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短癒合時	0
@	84-A02-111520	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠 端橈骨骨板 VA- LCP TWO- COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWRIGHT 2H L42 AS:SYNTHES 04.111.520	52447		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。6.手術後不影響MRI檢查。7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111521	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠 端橈骨骨板VA- LCP TWO- COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWLEFT 2H L42 AS:SYNTHES 04.111.521	52447		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。6.手術後不影響MRI檢查。7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111531	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠 端橈骨骨板 VA- LCP TWO- COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWLEFT 3H L51 AS:SYNTHES 04.111.531	52447		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。6.手術後不影響MRI檢查。7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-111620	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖 定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+2H 45MM AS： SYNTHESIS 04.111.620	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性 最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼 質量輕，強度大，延展性高，不易斷 裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化 成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬 達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢 查.7.手術後癒合期短，復原能力佳， 生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反 應.3.優於健保骨板延展性高不易 斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構.5.優於健保更符合人體 解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合.7.優於健保可以防止骨 膜壓迫和血循不良.8.優於健保不 影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折 部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111621	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖 定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+2H 45MM AS： SYNTHESIS 04.111.621	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性 最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼 質量輕，強度大，延展性高，不易斷 裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化 成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬 達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢 查.7.手術後癒合期短，復原能力佳， 生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反 應.3.優於健保骨板延展性高不易 斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構.5.優於健保更符合人體 解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合.7.優於健保可以防止骨 膜壓迫和血循不良.8.優於健保不 影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折 部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111630	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖 定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+3H 54MM AS： SYNTHESIS 04.111.630	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性 最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼 質量輕，強度大，延展性高，不易斷 裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化 成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬 達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢 查.7.手術後癒合期短，復原能力佳， 生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反 應.3.優於健保骨板延展性高不易 斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構.5.優於健保更符合人體 解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合.7.優於健保可以防止骨 膜壓迫和血循不良.8.優於健保不 影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折 部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111631	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖 定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+3H 54MM AS： SYNTHESIS 04.111.631	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性 最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼 質量輕，強度大，延展性高，不易斷 裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化 成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬 達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢 查.7.手術後癒合期短，復原能力佳， 生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的 人體相容性高，無不良排斥反 應.3.優於健保骨板延展性高不易 斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘 設計結構.5.優於健保更符合人體 解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨 成長癒合.7.優於健保可以防止骨 膜壓迫和血循不良.8.優於健保不 影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折 部位縮短骨癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-111650	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 STANDARDRIGHT 5H L75 AS:SYNTHES 04.111.650	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111651	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 STANDARDLEFT 5H L75 AS:SYNTHES 04.111.651	52447		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-124200	FBZ019793001	近端外側脛骨鎖定加壓骨板LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5 LOW BEND4H 76MM RIGHT AS:SYNTHES	70000		1.密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.	0
@	84-A02-127220	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-127221	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHESIS 02 127 221	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127230	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHESIS 02 127 230	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127231	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHESIS 02 127 220	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127241	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHESIS 02 127 241	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-127251	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.251	88000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-168075	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 75MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 75 MMAS : SYNTHES 04.168.075S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168080	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 80MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 80 MMAS : SYNTHES 04.168.080S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168085	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 85MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 85 MMAS : SYNTHES 04.168.085S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-168095	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 95MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 95 MMAS : SYNTHES 04.168.095S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168100	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 100MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 100 MMAS : SYNTHES 04.168.100S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168275	FBZ032699003	股骨頸系統-圓柱螺 栓 75MMFEMORAL NECK SYSTEM- BOLT 75MMAS : SYNTHES 04.168.275S	22000		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168475	FBZ032699004	股骨頸系統-抗旋螺 釘 75MMFEMORAL NECK SYSTEM ANTIROTATION SCREW 75MMAS : SYNTHES 04.168.475S	16000		密度低世界公認對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-268000	FBZ032699002	股骨頸系統-骨板 2 洞FEMORAL NECK SYSTEM-PLATE- 2HAS : SYNTHES 04.268.000S	42000		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-281869	FBZ007815002	骨板植入物 DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 138MM AS:SYNTHES	15750		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持 骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口 癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422220	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422221	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422222	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422223	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422224	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422225	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422226	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-422227	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422228	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422229	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422250	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422251	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422252	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422253	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422254	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422255	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-422256	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422257	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422258	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422259	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	86625		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-423561	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 423.561	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-423571	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 7H AS:SYNTHES 423.571	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-423581	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 8H AS:SYNTHES 423.581	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-423591	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 9H AS:SYNTHES 423.591	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-423601	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 10H AS:SYNTHES 423.601	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 6H AS:SYNTHES 424.561	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 7H AS:SYNTHES 424.571	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 8H AS:SYNTHES 424.581	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 9H AS:SYNTHES 424.591	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 10H AS:SYNTHES 424.601	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424611	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 11H AS:SYNTHES 424.611	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-424621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424768	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424770	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/6 AS:SYNTHESES 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424772	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHESES 424.621	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424774	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHESES 4	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424776	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHESES 4	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-424808	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/4 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424810	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/6 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424812	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/8 AS:SYNTHES 424	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424814	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/10 AS:SYNTHES 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424816	FBZ007815011	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/12 AS:SYNTHES 42	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 6H AS:SYNTHES 426.561	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-426571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 7H AS:SYNTHES 426.571	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 8H AS:SYNTHES 426.581	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 9H AS:SYNTHES 426.591	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 10H AS:SYNTHES 426.601	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 12H AS:SYNTHES 426.621	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426661	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 16H AS:SYNTHES 426.661	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-429361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429371	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429381	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429391	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 9H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429401	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 4.5/5.0 10H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
	84-A02-43030S	FBNG120311S9	GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430- 0300S	73500	53513	手術採用微創技術，手術時間短 幫助病人恢復迅速。Gamma3 長 骨釘系統強度較骨板型產品更強 穩定性更高，有效延長產品使用年限。	骨折部位延遲癒合或不癒合。由於骨折延遲癒合或不癒合造成負荷增加，這些植入物可能會斷裂。內固定器是分荷裝置 是使骨斷端保持對位以促使其癒合。若延遲或無法癒合該裝置會因金屬疲勞而斷裂。承重 以及病人的活動度對裝置產生 的負荷將	同等規格無健保給付品項	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-436505	FBZ019220002	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H LEFT AS：SYNTHES 436.505	54750		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-439984	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439985	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 439.9	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439986	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439987	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439988	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439989	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-439990	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-439991	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440036	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 440.036	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440037	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 440.037	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440038	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 440.038	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440039	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 440.039	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-440040	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 440.040	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440041	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 440.041	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440042	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 440.042	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440043	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440044	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 440.044	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440045	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0
@	84-A02-440141	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳, 關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-440151	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440161	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440171	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440181	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T- PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440241	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 4H AS:SYNTHES 440.241	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440251	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG54H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440261	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 6H AS:SYNTHES 440.261	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術 與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織 的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-440341	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440441	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 4H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440451	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 5H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440461	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L- BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 6H AS:SYNTHES	42750		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441031	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T- PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-441131	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T- PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441151	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T- PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 5H AS:SYNTHES	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441274	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441275	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441276	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441277	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441278	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 9H AS:SYNTHES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-441279	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓 骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 9H AS:SYNTHESES	54750		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441284	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定 加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 5H AS:SYNTH	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441285	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定 加壓骨板	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441286	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定 加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 7H AS:SYNTHESES 441.286	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與 矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的 血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441623	FBZ007815016	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 69MM AS:SYNTHESES 441.6	53865		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持 骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口 癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效 果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441680	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加 壓骨板 AS： SYNTHESES 441.680	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨 結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋 ，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角 度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊 設計可幫助縮短手術時間，並提	0
@	84-A02-441681	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加 壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+2H AS： SYNTHESES 441.6	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨 結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋 ，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角 度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊 設計可幫助縮短手術時間，並提 供切合病患的最佳治癒效.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-441690	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 2H AS：SYNTHES	58275		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治療效.	0
@	84-A02-441901	FBZ007815013	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 3H	63400		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441903	FBZ007815013	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 5H AS:SYNTHES	63400		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441919	FBZ019220005	馬特仕骨板植入物 3.5, PLATE 6H AS:SYNTHES 441.919	63400		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-442490	FBZ007815017	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/6H AS:SYNTHES 442.490	45000		專為亞洲人設計，末端有靜態或動態鎖定	無	釘子的角度多樣性，更符合人體工學	0
@	84-A02-442491	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-442492	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442493	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442494	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442497	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-445051	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 3.5MM 5HAS:SYNTHES 445.051	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A02-445061	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 3.5MM 6HAS:SYNTHES 445.061	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A02-445071	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHESES 445.071	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A02-445081	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTIO N PLATE 3.5MM 8HAS:SYNTHESES 445.081	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
	84-A02-472114	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 9MMX200MM AS:SYNTHESES 472.114S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8
	84-A02-472115	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 10MMX200MM AS:SYNTHESES 472.115S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8
	84-A02-472116	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 11MMX200MM AS:SYNTHESES 472.116S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A02-473018	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG RIGHTAS:SYNTHE S 473.018S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473020	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG RIGHT AS:SYNTHE S 473.020S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473022	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG RIGHT AS:SYNTHE S 473.022S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473026	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG LEFT AS:SYNTHE S 473.026S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473028	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG LEFT AS:SYNTHE S 473.028S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473030	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG LEFT AS:SYNTHE S 473.030S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A02-473032	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.032S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨 髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性 打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩肇因於血液循 環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-A02-473036	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.036S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創 傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相 容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符 合人體工學	19987.8
	84-A02-473065	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX170MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.065S	63000	43012	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創 傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相 容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符 合人體工學	19987.8
	84-A02-473804	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX240MM AS:SYNTHES 473.804S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨 髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性 打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩肇因於血液循 環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-A02-473805	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.805S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨 髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性 打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩肇因於血液循 環系統障礙4.植入物	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A02-473806	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.806S	63000	43012	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸 髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨 髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性 打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇 因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2. 過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒 合遲緩肇因於血液循 環系統障礙4.植入物	無	19987.8
@	84-A03-000003	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE LEFT	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000004	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000005	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000103	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 3HX72MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000104	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000105	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-010002	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 2HX73MM AS:APLUS 0316-	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-010008	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 8HX141MM AS:APLUS 0316-	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-030004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-070600	FBZ003129018	脛骨平台內側鎖定骨板, 左 HIGH TIBIA OSTEOTOMY LOCKING PLATE 115MM 6 ? AS:APLUS 0701-0600-05	148500		依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，在術前我們搭配PSI導引板精確掌握參數位置、角度、深度、寬度、高度、斜率，設計出高解剖貼合的HTO骨板，不會因為術中截骨後撐開的角度或斜率而受影響。2.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合金表面會形成TiO2且有	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合	0
	84-A03-092026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X260MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-092028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 9X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-092126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X260MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-30	66150	46163	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利 增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定 性 佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-32	66150	46163	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利 增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定 性 佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的 骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-092138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 9X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 9X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-0922-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - MEDIUM 9X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-0922-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-102032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 10X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-102130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 10X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 10X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1022-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-102224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - MEDIUM 10X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1022-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-112036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-112134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 11X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1122-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - MEDIUM 11X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1122-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-122028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-122126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-122138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 12X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1222-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - MEDIUM 12X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1222-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-132032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-132130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 13X200MM 130度AS:A PLUS 7500-1322-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-132224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾腕部髓內釘 - MEDIUM 13X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1322-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
@	84-A03-140002	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 2HX66MMAS:APL US 1400-0000-02	55622		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-140004	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 4HX85MMAS:APL US 1400-0000-04	55622		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-140102	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 2HX66MMAS:APL US 1400-0001-02	55622		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
	84-A03-142026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾腕部髓內釘 左 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾腕部髓內釘 左 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6A14VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-142030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 左 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-26	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-142128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-28	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-30	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-32	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-34	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-36	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 右 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-38	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈮(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A03-142220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - SMALL 14X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1422-20	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髌部髓內釘 - MEDIUM 14X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1422-24	66150	46163	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四鈦(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
@	84-A03-150005	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 5HX57MMAS:APL US 0015-1500-05	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150007	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 7HX77MMAS:APL US 0015-1500-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150107	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 7HX77MMAS:APL US 0015-1501-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-150109	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定 骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 9HX96MMAS:APL US 0015-1501-09	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200002	FBZ003129020	遠端鎖骨?鎖定骨 板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 2HX50MMAS:APL	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200004	FBZ003129020	遠端鎖骨? 鎖定骨 板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 4HX70MMAS:APL US 0002-0000-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200006	FBZ003129020	遠端鎖骨? 鎖定骨 板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 6HX90MMAS:APL US 0002-0000-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200008	FBZ003129020	遠端鎖骨? 鎖定骨 板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 8HX110MMAS:APL US 0002-0000-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-200102	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 2HX50MMAS:APL US 0002-0001-02	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200104	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS)RIGHT 4HX70MMAS:APL US 0002-0001-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200106	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 6HX90MMAS:APL US 0002-0001-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200108	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 8HX110MMAS:APL US 0002-0001-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-202003	FBZ003129002	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APL	51700		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-202103	FBZ003129002	肱骨近端外側鎖定 骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APL	51700		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210010	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX92MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210012	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX112MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210014	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 14HX132MM	40780		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221004	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221006	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50709		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221008	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-221010	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX184MM	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221012	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX210MM	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221104	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX106MM	50709		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固 定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221106	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX132MM	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221108	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX158MM	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221110	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-221112	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	50709		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228001	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228002	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左 中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228003	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左 大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228101	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228102	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右 中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228103	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右 大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	37500		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228604	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 61X50MM	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228606	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 61X50MM	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-228608	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202- 0806-08	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228610	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228612	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250004	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 4HX103MM AS:APLUS 0215-	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250005	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 5HX118MM AS:APLUS 0215-	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250006	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 6HX144MM AS:APLUS 0215-	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-250104	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 4HX103MM AS:APLUS 0215- 0001-04	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250105	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 5HX118MM AS:APLUS 0215- 0001-05	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250106	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 6HX144MM AS:APLUS 0215- 0001-06	53660		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-316012	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關 節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 12HX186MMAS:AP PLUS 0316-0100-12	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的 相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與 血管損傷. 3.骨折遲延 癒合或不癒合. 4.再骨 折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-316102	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX73MMAS:APL	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL US 0003-0200-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL US 0003-0200-04	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL US 0003-0201-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-320104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330005	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-330104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330105	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-401002	FBZ003129014	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 2HX66MMAS:APL US 0401-0000-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410602	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 AS:APLUS 0401-0006-02	40374		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410604	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX74MM	40374		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410606	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX96MM	40374		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-502002	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 2HX110MMAS:APL	51642		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-502008	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 8HX206MMAS:APL	51642		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0
@	84-A03-502102	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 2HX110MMAS:APL	51642		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0
@	84-A03-502608	FBZ003129017	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX148MMAS:APL	52124		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多。	0
@	84-A03-520006	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520008	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520010	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX236MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520012	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX268MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-520014	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 14HX300MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520016	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 16HX332MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520106	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX172MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520108	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 AS:APLUS 0502-0001-08	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520110	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520112	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右AS:APLUS 0502- 0001-12	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520114	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520116	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-602002	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 2HX74MAS:APLUS	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602004	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX100MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602006	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX126MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602008	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 8HX152MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602102	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 2HX74MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-602104	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX100MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-602106	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定 骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX126MMAS:APL	52920		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖 型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低 薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設 計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦 力做固定，容易有承載力不夠， 術後受力彎曲等現象，最後導致 骨板斷裂或彎曲等現象；病人術 後需上石膏，並再二次手術將骨 板取出。	0
@	84-A03-710004	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 AS:APLUS 0701- 0000.04	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710006	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710008	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710010	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX207MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710012	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX235MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固 定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710104	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 AS:APLUS 0701- 0001.04	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710106	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX151MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-710108	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX179MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710110	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX207MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710112	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX235MM	51068		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711004	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX126MM AS:APLUS 0701-	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711006	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711008	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX190MM AS:APLUS 0701-	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711010	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX222MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-711012	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX254MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711014	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX286MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711104	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX126MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711106	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX158MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711108	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX190MM	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711110	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711112	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-711114	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	52110		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720004	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-04	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720006	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-06	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720008	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-08	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720010	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM LEFT AS:APLUS 0702- 0000-10	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720012	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM LEFT	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-720104	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-04	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720106	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-06	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720108	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM RIGHT AS:APLUS 0702- 0001-08	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720110	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-10	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720112	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-12	50547		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721004	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX130MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固 定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合 效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-721006	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX162MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721008	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX194MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721010	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX226MM	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721012	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX258MM AS:APLUS 0702- 0100-12	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721014	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX290MM AS:APLUS 0702- 0100-14	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721104	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX130MM AS:APLUS 0702- 0101-04	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A03-721106	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX162MM AS:APLUS 0702- 0101-06	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721108	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX194MM AS:APLUS 0702- 0101-08	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721110	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX226MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721112	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX258MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721114	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX290MM AS:APLUS 0702-	51975		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處 固定效果更好能使骨折處癒合效果更 好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效 果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A06-014503	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 72MMX3HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014505	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 90MMX5HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014506	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 99MMX6HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-015505	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 90MMX5HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-015508	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 116MMX8HAS:CH	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-025505	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 12MMX5HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-029604	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 85MMX4HAS:CHM 3.7029.604	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A06-048506	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定 骨板 右5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE R 66MMX6HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-048510	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨 板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 72MMX3HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-049508	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定 骨板 左5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE L 84MMX8HAS:CHM	55598		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2. 血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
	84-A06-105340	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲 克斯解剖型股骨鎖 定髓內釘 10X340MM LEFTAS：CHM	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-106340	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲 克斯解剖型股骨鎖 定髓內釘 10X340MM RIGHTAS：CHM	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-492160	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲 克斯逆型脛骨鎖定 髓內釘 10X160MMAS： CHM 3.2492.160	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-602180	FBN053560X34	骨髓內釘系統 西菲 克斯逆型股骨鎖定 髓內釘 10X180MMAS： CHM 3.5602.180	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A06-652270	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 9X270MMAS： CHM 3.2652.270	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-957200	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 7X200MMAS： CHM 3.2957.200	78000	58013	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
@	84-A14-17008E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-17008E	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17009E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-17009E	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17012E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17014E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-	1755		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-710310	FBZ019512001	小型手部鎖定鈦板 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57- 10310	38350		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
	84-A17-000010	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 17-000011	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-000012	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-002846	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:28MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-002852	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 52-56MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-002858	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 58-62MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-003252	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-003258	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 17-003264	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工關節的使用壽命。	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-003664	FBHLCERA15D	陶瓷人工髖關節 TRANSCEND CERAMIC LINER 36MM 64-68MM AS:MICROPORT	33200	28981	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 17-260004	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-260005	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-260006	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-260007	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 4MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A 17-260008	FBHHCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A17-260009	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +4MM NECK AS:MICROPORT	21750	17180	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
@	84-A17-650001	FBZ027409001	悠補骨補骨材料 OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 1CC AS:EXACTECH	26000		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-A17-650002	FBZ027409002	悠補骨補骨材料 BONE MATRIX 2CC AS:EXACTECH 650-00-02	46950		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-A17-650005	FBZ027409003	悠補骨補骨材料 OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 5CC AS:EXACTECH	80000		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-A17-652001	FBZ027409006	悠補骨補骨材料(含異體骨片) OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 1CC AS:EXACTECH	30675		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-A17-870004	FBZ018878001	注射型人工代用骨 PRODENSE INJECTABLE GRAFT 4CC AS:WRIGHT 87SR-	47775		為醫療級硫酸鈣及磷酸鈣，吸收期長達六個月；	部份病人可能會產生手術部位之感染及併發症等	健保給付之人工骨吸收期僅兩個月，對長骨較慢者易造成骨不癒合；美國FDA認證本特材在骨生長、強度、骨質密度較自體骨佳。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 17-A04402	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM-3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04404	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04406	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM +3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04408	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04410	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04412	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04414	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04416	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A 17-A04418	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 17-A04420	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
	84-A 17-A04422	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
	84-A 17-A04424	FBHHCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4569.6
	84-A 17-A04504	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X44MM GROUP B AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04506	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X46-48MM GROUP C AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04508	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X50MM GROUP D AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04510	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X52-54MM GROUP E AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 17-A04512	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04514	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 CERAMIC LINER 36X60-62-64-66-68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04516	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A 17-A04518	FBHLCERAP5D	陶瓷髌白襯墊 CERAMIC LINER 40X60-62-64-66-68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
@	84-A 18-500522	FBZ027420001	艾康尼斯縫合錨釘 2.3MM 2 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-522	21000		病患撕裂部位特殊，角度不易施作手術，使用ICONIX ALL Suture Anchor特殊器械,利於手術進行，口徑小對病人bone loss少。	對裝置材質過敏或產生其他不適反應	目前健保無相同品項	0
	84-A 20-637234	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7234	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A20-637236	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7236	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637238	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7238	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637240	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7240	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637336	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7336	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637338	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7338	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638230	FBN0537330SN	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8230	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 牴括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A20-638234	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8234	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638238	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8238	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638336	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8336	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638338	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8338	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638340	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8340	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-645134	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL LEFT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5134	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態 拙括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A20-646134	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL RIGHT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6134	70085	50097	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-653038	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3038	70085	50097	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-675207	FBNG175201SN	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANT ERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5207	70085	50097	聯合交鎖螺釘骨折固定效果較佳、可乘載負重較高	可能會有些許疼痛感	聯合交鎖螺釘採兩支螺釘交鎖產生加壓與抗旋轉功能，較健保品單一支螺釘強度增加、可乘載負重較高、術後更早期活動	19987.8
@	84-A20-820305	FBZ021433002	遠端脛骨後多向鎖定鋼板右5洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H R 72MMAS:SMITH&	64500		本系統可以建立一個固定的角度抵禦崩潰，其增強穩定性且作為一個有效復位援助。	疼痛感、異物感	更穩定的固定骨折處	0
@	84-A25-20128H	FBZ004070001	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X12MM AS:A-SPINE 165-20128H	67725		1.據臨床光學檢查發現，使用COMBO CAGE較無技術上的瓶頸，不因為植入位置的精確度而影響產品的功能性。2.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起；中層為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨鬆症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，且光學顯影，方便術後追蹤。	1.若選取不合適病人之尺寸，術後效果將低於預期。2.對鈦合金過敏之患者，或脊椎正處於發炎期可能有再次手術的風險。	1.初期穩定度優於健保給付品。2.長期追蹤結果較無植入物失效的現象。3.較無植入物沉陷的機率。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-002091	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯 錐間融合系統 26X9X9MM AS:ZIMMER 06- 701-02091	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
@	84-A26-002101	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯 錐間融合系統 26X9X10MM AS:ZIMMER 06- 701-02101	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
@	84-A26-002111	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯 錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X11MM AS:ZIMMER 06- 701-02111	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0
@	84-A26-002121	FBZ024624001	多孔鈿金屬亞帝斯 錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X12MM AS:ZIMMER 06- 701-02121	110000		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移問題。增加植入物安全性。此產品適用於小傷口微創腰椎融合手術	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-022081	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02081	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術	0
@	84-A26-022091	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02091	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術	0
@	84-A26-022101	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02101	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術	0
@	84-A26-022111	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 26X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02111	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術	0
@	84-A26-022121	FBZ028228002	多孔鈿金屬亞帝斯 實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X12MM AS:ZIMMER TMT	86783		TM-cage適用於腰椎融合手術，鈿材質不僅最具抗腐蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最適合骨頭生長的環境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體終板下陷。2.多孔樣的設計有助骨融合。3.生物相容性最高。4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。5.加速達到融合手術效果	0
@	84-A26-101051	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替 代系統 TM-100 11*11 5MM AS:ZIMMER 06- 141-01051	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-101061	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 6MM AS:ZIMMER 06-141-01061	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-101071	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 7MM AS:ZIMMER 06-141-01071	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-101081	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 8MM AS:ZIMMER 06-141-01081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-102051	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 5MM AS:ZIMMER 06-141-02051	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-102061	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 6MM AS:ZIMMER 06-141-02061	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-102071	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 7MM AS:ZIMMER 06-141-02071	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-102081	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 8MM AS:ZIMMER 06-141-02081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-102091	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 9MM AS:ZIMMER 06-141-02091	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-102101	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 10MM AS:ZIMMER 06-141-02101	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-501081	FBZ018297003	多孔鈮金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 8MM AS:ZIMMER 06-165-01081	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-501101	FBZ018297003	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 10MM AS:ZIMMER 06-165-01101	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉(subsidence)問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後融合器位移間	0
@	84-A26-501121	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 12MM AS:ZIMMER 06-165-01121	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-501141	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-502081	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-502101	FBZ023047001	多孔鈿金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 10MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈿金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈿金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A26-502121	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統(空心4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 12MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-502141	FBZ023047001	多孔鈮金屬錐體替代系統(空心4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 14MM AS:ZIMMER 06-1	48750		高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨。材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鈮金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鈮金屬椎體替代器材上進而達到長期的	0
@	84-A26-706045	FBZ014381005	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM MOD SPACER UNIVERSAL STERILE	14550		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A26-731100	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100 LIS BAND AS:ZIMMER	39000		降低脊椎破壞和術後僵硬度。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	可減緩鄰近椎節的退化速度。可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A26-731200	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200 LIS BAND AS:ZIMMER	39000		降低脊椎破壞和術後僵硬度。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	可減緩鄰近椎節的退化速度。可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0
@	84-A26-906045	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X45MM AS: ZIMMER 01.03906.045	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可。植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度。2.可保持全部椎節的活動度。避免術後脊椎僵硬。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 26-906050	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X50MM AS：ZIMMER 01.03906.050	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2. 可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A 26-906440	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X40MM AS：ZIMMER 01.03906.440	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2. 可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A 26-906445	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X45MM AS：ZIMMER 01.03906.445	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2. 可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A 26-906450	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X50MM AS：ZIMMER 01.03906.450	18425		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用。	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2. 可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A 28-008003	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM T PLATE AS:ACUMED 7005-08003	49770		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-008006	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM COMPRESSION PLATE 6 HOLE AS:ACUMED 7005-08006	49770		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-008010	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM STRAIGHT PLATE 10 HOLE AS:ACUMED 7005-08010	49770		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-013002	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM T PLATE AS:ACUMED 7005-13002	49770		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A 28-013004	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM ROLANDO FRACTURE HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-13004	49770		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-013010	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM STRAIGHT PLATE 10 HOLEAS:ACUMED 7005-13010	49770		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-070603	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0603	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-070703	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0703	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A28-11015L	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM LAS:ACUMED 4001-1015L-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A28-11015R	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM RAS:ACUMED 4001-1015R-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 28-210200	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 200 MMAS:ACUMED 4002-10200-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A 28-210220	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 220 MMAS:ACUMED 4002-10220-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 28-210240	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 240 MMAS:ACUMED 4002-10240-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A 28-210260	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 260 MMAS:ACUMED 4002-10260-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A28-210280	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 280 MMAS:ACUMED 4002-10280-S	80000	60012	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
@	84-A28-700045	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 AS：ACUMED 70-0045	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700046	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD RIGHT 7H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700047	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG LEFT 9H AS：ACUMED 70-0047	48810		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700048	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG RIGHT 9H AS：ACUME	48810		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-700055	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD LEFT 10H AS：ACU	48810		"艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統"可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合的。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥現象。疼痛不舒服或易對植入物產生異	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A 28-700056	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD RIGHT 10H AS：ACUMED 70-0056	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A 28-700057	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW LEFT 8H AS：ACUMED	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700058	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW RIGHT 8H AS： ACUMED	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700066	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70- 0066	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相 容性高，骨板強度高於一般重建骨板 多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選 擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700067	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70- 0067	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相 容性高，骨板強度高於一般重建骨板 多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選 擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700068	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0068	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相 容性高，骨板強度高於一般重建骨板 多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選 擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700070	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 6H AS： ACUMED 70-0070	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相 容性高，骨板強度高於一般重建骨板 多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選 擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700071	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 8H AS： ACUMED 70-0071	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700072	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 10H AS： ACUMED 70-0072	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700074	FBZ019750001	中段背外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0074	41000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700097	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上 肢系統 3H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0097	60000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700118	FBZ019750001	遠前端鎖骨骨板 LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0118	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700119	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0119	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700120	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0120	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700123	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H RIGHT AS： ACUMED 70-0123	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700124	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H LEFT AS： ACUMED 70-0124	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700125	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H RIGHT AS： ACUMED 70-0125	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700126	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H LEFT AS : ACUMED 70-0126	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700147	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0147	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700169	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 9H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700171	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 11H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700173	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 13H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700229	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0229	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700286	FBZ019750001	低側面直型左鎖骨 骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS： ACUMED 70-0286	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700287	FBZ019750001	低側面直型右鎖骨 骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70- 0287	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700288	FBZ019750001	低側面大型左鎖骨 骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFT AS：ACUMED 70- 0288	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700289	FBZ019750001	低側面大型右鎖骨 骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE RIGHT AS：ACUMED 70- 028	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-700290	FBZ019750001	低側面中型左鎖骨 骨板 AS： ACUMED 70-0290	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全 的癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700291	FBZ019750001	低側面中型右鎖骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM RIGHT AS：ACUMED 70-02	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700292	FBZ019750001	低側面小型左鎖骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL LEFTAS：ACUMED 70-0292	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700293	FBZ019750001	低側面小型右鎖骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL RIGHT AS：ACUMED 7	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700294	FBZ019750001	大型左鎖骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H LEFT AS：ACUMED 70-0294	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700295	FBZ019750001	大型右鎖骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H RIGHT AS：ACUMED 70-0295	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700356	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LEFT 10H AS:ACUMED 70-0356	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A 28-700357	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD RIGHT 10H AS:ACUMED 70-0357	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700358	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LEFT 9H AS:ACUMED 70-0358	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A 28-700359	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW RIGHT 9H AS:ACUMED 70-0359	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700360	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE LEFT 11H AS:ACUMED 70-0360	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A 28-700361	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE RIGHT 11H AS:ACUMED 70-0361	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700368	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG LEFT 12HAS:ACUMED 70-0368	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A 28-700369	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG RIGHT 12HAS:ACUMED 70-0369	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-700370	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG LEFT 11HAS:ACUMED 70-0370	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700371	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG RIGHT 11HAS:ACUMED 70-0371	48825		“艾克曼” 小骨碎片 骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於 “艾克曼” 貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片 骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700400	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700401	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-700404	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A 28-700405	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H RIGHT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A 28-70104L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007- 0104L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-70104R	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4H AS:ACUMED 7007- 0104R	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-70106L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢 骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 6H AS:ACUMED 7007- 0106L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A 28-H200LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸。	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-H200RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 20MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-H220LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-H220RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 22MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-H240LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-H240RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 24MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-H260LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-H260RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 26MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H280LS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM LEFT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-H280RS	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYS HEAD 28MM RIGHT AS:ACUMED TR-	75000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-LDR30L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW LEFT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排出。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR30R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 10H A	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排出。	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-LDR50L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 11H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR50R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 11H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR60L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR60R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR65L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG LEFT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：AC	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-LDR65R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65R	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR70L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 13洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-LDR70R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端 橈骨固定骨板 13洞 VDR RIGHT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACU	48810		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑 形式骨板，生物相容性高，骨板強度 高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度 可依病人不同，選擇最貼、最符合骨 形的骨板固定。	過多的活動量植入時的 拖延，不完全的癒 合，或是植入時對植 入物有過大量的外力 壓迫皆有可能導致植 入物的破裂、位移與 鬆脫。病人可能產生 對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。健保無此解剖形 骨板，醫師須在手術期間塑形骨 板形狀，不易貼附易造成不舒服 感及軟組織干擾，須二次手術取 出。	0
@	84-A28-PLEL09	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上 肢系統 9 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL- ELO9	60000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的 骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形 式骨板，生物相容性高，骨板強度高 於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依 病人不同，選擇最貼、最符合骨形的 骨板固定。	過多的活動量，植入 時的拖延，不完全的 癒合，或是植入時對 植入物有過大量的外 力壓迫皆有可能導致 植入物的破裂、位移 與鬆脫。病人可能產 生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方 式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固 定力較差、易鬆脫，不適合長期 留在病人體內。	0
@	84-A28-S0600S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對橈骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入， 純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水 泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患 者狀況選擇 最適當的尺寸。	避免術後立即激烈 過度活動造成延遲癒 合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-S0602S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0604S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0608S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0700S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0702S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0704S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 28-S0708S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0800S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0802S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0804S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0808S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A 28-S0900S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-S0902S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0904S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S0908S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1000S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX0MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1002S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX2MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A28-S1004S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX4MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A28-S1008S	FBZ019867001	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX8MM AS:ACUMED TR-	35000		1.針對繞骨頭粉碎性骨折.2.髓內置入，純鈦材質設計，降低磨耗.3.無需骨水泥固定，亦不影響活動機能.4.可依患者狀況選擇 最適當的尺寸.	避免術後立即激烈過度活動造成延遲癒合或癒合不良	無	0
@	84-A29-000324	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合 錨釘- SINGLE LOADED, LONG #2 MAXBRAID AS:BIOMET 010000324	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	0
@	84-A29-005093	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合 錨釘-DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID CUTTING NEEDLESAS:BIOM	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	0
@	84-A29-005096	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合 錨釘-DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID TAPERERED NEEDLESAS:BIOM	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	0
@	84-A29-005307	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合 錨釘-SHORT RIGID, #1AS:BIOMET 110005307	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	0
@	84-A29-005315	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合 錨釘-SHORT RIGID, #2AS:BIOMET 110005315	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-159540	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ3 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A 29-159568	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 3 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A 29-159569	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 4 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A 29-159790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ3 AS:ZIMMER 159790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A 29-160790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 3MM AS:ZIMMER 160790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A 29-202210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-202212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-203010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-203012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-203014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962- 30-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-203210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-203212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-203214	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962- 32-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-204010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-204012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-204014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962- 40-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A 29-204017	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨 聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962- 40-17	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理， 使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量 ，且經美國FDA驗證通過具有抗 片狀剝落能力。肥胖、活動量較 大、工作粗重、或年齡層較輕的 病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-232009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-234011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-234110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-236009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-236010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-236011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-236012	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-12	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-236109	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-236110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-236111	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-238009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-238010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-238011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-238012	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-12	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-238109	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-238110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-240010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-240011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-240110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-240112	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-12	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-242011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-260005	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 FEMORAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.03260.005	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-260009	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.03260.009	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-260105	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 FEMORAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.03260.105	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-260109	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.03260.109	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-261205	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.02261.205	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-261305	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.02261.305	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A29-263009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL R 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.009	88000		NCB植體周圍股骨多軸性螺釘固定骨板組適於在長骨折與截骨術時, 做為暫時性內固定與穩定之用, 包含: 植體周圍骨折、粉碎性骨折、踝上骨折、骨質缺乏部位骨折、不癒合(Nonunion)、癒合不正(Malunion)	無	採螺釘與鋼板互鎖, 適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用, 固定力強。可提早進行復健運動, 術後關節活動較佳, 患者可及早下床活動, 亦可搭配微創手術, 住院時間較短。採近關節面解剖設計, 關節處較薄, 較不	0
@	84-A29-263109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL L 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-263112	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.112	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A 29-264009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB DISTAL R 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.009	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A 29-264109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB DISTAL L 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A 29-264115	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.115	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-265010	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘 固定股骨骨板組 NCB CURVED 10HX210MM AS:ZIMMER 02.03265.010	75000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
@	84-A 29-267008	FBZ024648001	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 8H AS:ZIMMER 02.03267.008	73000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4. 針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥, 多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬, 癒合速度較快可提早回復行動力。	0
	84-A 29-318209	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-09	75300	55313	1人體工學設計, 針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計, 髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2. 螺釘互鎖式設計, 使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3. 拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫, 螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1. 骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2. 深層或表淺性感染。3. 對裝置材料過敏及其他反應	1人體工學設計, 針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計, 髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2. 螺釘互鎖式設計, 使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8
	84-A 29-500832	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00-8775-008-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面, 以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代, 可以降低磨損率, 延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛, 手術部位血腫, 手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大, 可增加活動角度, 降低脫臼的發生, 並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-500932	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00- 8775-009-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501036	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER II 36 AS:ZIMMER 00- 8775-010-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501136	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER JJ 36 AS:ZIMMER 00- 8775-011-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501240	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER KK 40 AS:ZIMMER 00- 8775-012-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501340	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER LL 40 AS:ZIMMER 00- 8775-013-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501440	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER MM 40 AS:ZIMMER 00- 8775-014-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501540	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER NN 40 AS:ZIMMER 00- 8775-015-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-501640	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER OO 40 AS:ZIMMER 00- 8775-016-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501740	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER PP 40 AS:ZIMMER 00- 8775-017-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501840	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER QU 40 AS:ZIMMER 00- 8775-018-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-501940	FBHLCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER RR 40 AS:ZIMMER 00- 8775-019-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈦鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A 29-502801	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X- 3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-502802	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-502803	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503201	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直徑股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-503202	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503203	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503204	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503601	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503602	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503603	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-503604	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-504001	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-504002	FBHHCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。C	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-504003	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-504004	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A 29-526009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	19987.8
	84-A 29-528009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。2.螺釘互鎖式設計，使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計，髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-528010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-528011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-530009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-09	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-530010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-10	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-530011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-530012	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-12	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
	84-A 29-532011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-11	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A 29-532012	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-12	76800	56813	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
@	84-A 29-571704	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT, 4HOLES, 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-017-04	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A 29-571706	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT, 6HOLES, 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-571804	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT , 4HOLES , 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A 29-571806	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT , 6HOLES , 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A 29-580505	FBZ021444001	遠端外側肱骨骨板 DISTAL P/L HUMERAL PLATERIGHT , 5HOLES , 98MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-005-05	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A 29-580703	FBZ021444001	遠端內側肱骨骨板 DISTAL MEDIAL HUMERAL PLATE RIGHT , 3HOLES , 78MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-007-03	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂，或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良，造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-580903	FBZ021444001	近端尺骨骨板右 PROXIMAL DORSAL ULNA PLATE RIGHT, 3HOLES, 77MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358- 009-03	61500		1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	1. 骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2. 不癒合或癒合不良,造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3. 對裝置材料過敏及其他反應	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A 29-700306	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計,強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正,或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1. 特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強,以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2. 可搭配微創手術,減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700308	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計,強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正,或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1. 特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強,以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2. 可搭配微創手術,減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700310	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計,強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正,或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1. 特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強,以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2. 可搭配微創手術,減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-700312	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700314	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700316	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700406	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。• 無法復位及/或固定。• 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。• 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-700408	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 • 無法復位及/或固定。 • 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 • 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700410	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 • 無法復位及/或固定。 • 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 • 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700412	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 • 無法復位及/或固定。 • 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 • 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700414	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 • 無法復位及/或固定。 • 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 • 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-7004 16	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	• 術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。 • 無法復位及/或固定。 • 不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。 • 創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700706	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700708	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700710	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700714	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700718	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-700806	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700808	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700810	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700814	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700818	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700906	FBZ009500004	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009-06	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-700908	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-700910	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700914	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-700918	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00- 2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-701006	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-701008	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-701010	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-701014	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-701018	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-800104	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800106	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800108	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800112	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-800116	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800204	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800206	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800208	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A 29-800212	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-800216	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM LEFT AS:ZIMMER 00-	63000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801303	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801304	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801306	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801308	FBZ009500007	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358- 013-08	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801310	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 10HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-801312	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 12HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801403	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801404	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801406	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801408	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801410	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 10HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-801412	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 12HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-801703	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801704	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801803	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801804	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801806	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802703	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802705	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A 29-802803	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖) 設計, 強度與固定力較強且其材質不 帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強, 以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術, 減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-802805	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖) 設計, 強度與固定力較強且其材質不 帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力 較強, 以減少鬆脫、延遲癒合/不 癒合等常見併發症2.可搭配微創手 術, 減少術中血流量及對於軟組 織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A 29-811040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖 式骨板NARROW MINI PLATE RIGHT 22MM*41MMAS:ZI MMER BIOMET 131811040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開 關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋 螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關 節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求 量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將 骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復 原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫 師指示照護和復健	無	0
@	84-A 29-812040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖 式骨板MINI PLATE RIGHT 24MM*43MMAS:ZI MMER BIOMET 131812040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開 關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋 螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關 節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求 量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將 骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復 原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫 師指示照護和復健	無	0
@	84-A 29-812050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖 式骨板 STANDARD PLATE RIGHT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131812050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開 關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋 螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關 節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求 量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將 骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復 原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫 師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-813050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 WIDE PLATE RIGHT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131813050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量,以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-814050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE RIGHT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131814050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量,以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-821040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 NARROW MINI PLATE LEFT22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131821040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量,以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-821050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 NARROW PLATE LEFT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131821050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-822040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 MINI PLATE LEFT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131822040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-822060	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 MEDIUM PLATE LEFT 24MM*62MMAS: ZIMMER BIOMET 131822060	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-824050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE LEFT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131824050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-912029	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合錨釘- DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID AS:BIOMET 912029	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	0
@	84-A29-912030	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.4MM AS:BIOMET 912030	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	0
@	84-A29-912031	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.5MM AS:BIOMET 912031	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A29-912068	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #1 MAXBRAID WITH NEEDLES, 1.4MMAS:BIOMET 912068	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	0
@	84-A29-912076	FBZ030102001	“邦美” 傑格迷你縫合錨釘 JUGGERKNOT SOFT ANCHOR- 1.0 MM W/ 2-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912076	30000		1. 當縫合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 治療期間結合適當的術後固定，縫合錨釘系統可以藉此使骨與軟組織癒合更穩固。3. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 取代傳統鈕扣釘，大幅減少傷口感染機率。2. 將肌腱、韌帶縫合固定於骨骼上，可令癒後效果更好。	0
@	84-A29-912082	FBZ030102001	“邦美” 傑格迷你縫合錨釘 JUGGERKNOT SOFT ANCHOR- 1.0 MM W/ 3-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912082	30000		1. 當縫合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 治療期間結合適當的術後固定，縫合錨釘系統可以藉此使骨與軟組織癒合更穩固。3. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 取代傳統鈕扣釘，大幅減少傷口感染機率。2. 將肌腱、韌帶縫合固定於骨骼上，可令癒後效果更好。	0
@	84-A29-916030	FBZ030118001	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED, LONG #1 MAXBRAID AS:BIOMET 916030	32000		1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A31-309002	FBZ028342002	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統2節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-2 LEVEL	113855		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0
@	84-A31-309003	FBZ028342003	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統3節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-3 LEVEL	165725		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0
@	84-A31-715530	FBZ017775001	微博微創中空螺絲脊椎固定系統中空螺絲 5X30MM AS:DEPUY 186715530	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計,材質為鈦合金,特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入,結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體,以達到固定脊椎之效果,減少肌肉組織破壞,大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口,肌肉層必須切開,需較長的復原時間。	0
@	84-A31-731420	FBZ028342001	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X20MM AS:DEPUY SPINE 186731420	25935		VIPER系統之零組件目前材質為鈦合金符合ASTM F-136規格	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	微創手術較傳統手術傷口更小、失血量較少、組織及肌肉受到破壞較少、較無神經沾黏情形	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A31-788030	FBZ017775002	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186788030	5058		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簾空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788205	FBZ021009001	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186788205	3411		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簾空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A35-231608	FBZ023160001	茵特史斑活動式 椎間輔助穩定植 入物 INTRASPINE 8MM AS:COUSIN INTRACAL08	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。 2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231610	FBZ023160001	茵特史斑活動式 椎間輔助穩定植 入物 INTRASPINE 10MM AS:COUSIN INTRACAL10	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。 2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A35-231612	FBZ023160001	茵特史斑活動式 椎間輔助穩定植 入物 INTRASPINE 12MM AS:COUSIN INTRACAL12	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。 2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231614	FBZ023160001	茵特史斑活動式 椎間輔助穩定植 入物 INTRASPINE 14MM AS:COUSIN INTRACAL14	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。 2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231616	FBZ023160001	茵特史斑活動式 椎間輔助穩定植 入物 INTRASPINE 16MM AS:COUSIN INTRACAL16	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。 2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A37-202468	FBZ023008001	彎式半月板修補 系統	22000		1. 全內置方式，由內而外縫合. 2. 表面無多餘傷口.3. 各種方向裂縫皆可修補.4. 修補打結一次完成5. 採Ultrabraid縫線6. 採用peek材質，強度更佳。增加確定位置再擊發功能。	無	無	0
@	84-A37-202901	FBZ022156001	福音免綁線固定 錨釘 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72202901	19000		可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸 收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條 Ultrabraid線，提供最大拉力。	無	可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條Ultrabraid線，提供最大拉力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A37-203708	FBZ029607001	縫合錨釘 HEALICOIL REGENESORB SUTURE ANCHORS 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203708	37500		1.全新螺紋設計，鎖入Bone裡更強的 Pullout力度達35ibf。2.錨釘唯一使用Ultratape縫線，提供更寬更多的接觸面積。3.加入硫酸鈣成份比起PLLA-HA讓病人術後骨質吸收更快更完整.	無	無	0
@	84-A37-252800	FBZ028336001	縫合錨釘 Q FIX SOFT SUTURE ANCHOR 2.8MM AS:SMITH & NEPHEW 25-2800	32000		2.8 mm All suture anchor 帶兩條二號MagnumWire縫線,強度佳可減少異物感，球狀植入物設計平均pull out 受力面積並可依照病人Bone quality 去擴大增強固定效果	輕微的發炎、外來異物反應、過敏反應	Q-Fix 全縫線錨釘可避免健保金屬錨釘被證實會造成的併發症，金屬材質的錨釘會發生手術後的延後移位到肩關節腔中(Glenohumeral joint)，而引致術後軟骨嚴重磨損與疼痛。且Q-Fix 全縫線錨釘提供更少的創傷，因全縫線錨釘直徑小，於皮質骨上的鑽孔直徑亦較小。例如Q-fix 2.8mm於皮質骨鑽孔直徑為2.8mm, 植入後錨釘卻可以擴展到4.7 x 5.5mm之球狀錨釘，然而傳統5.5mm錨釘需要鑽孔直徑5.5mm的孔洞，破壞皮質骨面積較多。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A38-03108S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H8MM AS:SYNTHES 08-803-108S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03109S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H9MM AS:SYNTHES 08-803-109S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A38-03110S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H10MM AS:SYNTHES 08-803-110S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。 2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動 的阻力。 3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。 4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。 5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的 設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03117S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H17MM AS:SYNTHES 08-803-117S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。 2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動 的阻力。 3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。 4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。 5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的 設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A38-03131S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H11MM AS:SYNTHESES 08-803-131S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03132S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H12MM AS:SYNTHESES 08-803-132S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4.提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A38-03133S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H13MM AS:SYNTHES 08-803-133S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A38-03135S	FBZ020179001	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H15MM AS:SYNTHES 08-803-135S	69795		1.本品上下表面均凸出設計更貼近人體和準確度量所使用錐體護架尺寸。軸向孔洞 可以接受充填材料。2.可允許通過本品發生融合反應時通過齒狀椎體及提供本品移動的阻力。3.可旋轉植入物的設計可提供傳統直線形嵌入及嵌入後再旋轉兩種嵌入方式。4. 提供植入物於椎間原位旋轉90度。5.本品是一個使用單側椎孔椎間融合術的植入系統。本產品的設計允許自體撐開，上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構。	過敏反應、疼痛	1.兩種造型選擇,兩種置入方式(微創手術及傳統手術). 2.置入後可原地旋轉90度撐起椎間高度. 3.兩側抓取,不易掉落且易於重新調整位置. 4.上下表面為凸面設計符合人體脊椎結構. 5.規格尺寸最齊全. 6.操作簡單,縮短手術時間	0
@	84-A39-200035	FBZ026601001	利普縫線固定錨釘 5.5MM #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-035	21900		1.螺旋槳雙螺紋設計，有絕佳的固定效果.2.錨釘本身具有中空設計，能讓骨頭與錨釘充分結合生長，有助於術後效果.	1.可能出現縫線或錨釘斷裂的情況.2.縫合期間可能出現固定失敗或錨釘拉出.3.病人可能出現深度或淺度感染.4.病人可能對裝置材料過敏或產生其它不適反應.	無健保替代品	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A39-200075	FBZ026601001	利普縫線固定錨釘 6.5MM #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-075	21900		1.螺旋槳雙螺紋設計，有絕佳的固定效果。2.錨釘本身具有中空設計，能讓骨頭與錨釘充分結合生長，有助於術後效果。	1.可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。2.縫合期間可能出現固定失敗或錨釘拉出。3.病人可能出現深度或淺度感染。4.病人可能對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無健保替代品	0
@	84-A39-600060	FBZ027391001	瑞利斯縫線固定錨釘 5.5MM AS:STRYKER 3910-600-060	25000		特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。 2. 縫合時可能出現固定失敗。 3. 深度或表層感染。 4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	0
@	84-A39-600062	FBZ027391001	瑞利斯縫線固定錨釘 KNOTLESS ANCHOR 4.5MM AS:STRYKER 3910-600-062	25000		特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。 2. 縫合時可能出現固定失敗。 3. 深度或表層感染。 4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO244P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO244P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO245P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO245P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO246P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO246P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO247P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO247P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO248P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO248P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO249P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 9X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO249P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO250P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 10X14X11.5MM 0" AS:"B.BRAUN"A ESCALAP SO250P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO251P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 11X14X11.5MM 0° AS:"B.BRAUN" A ESCU LAP SO251P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO252P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 12X14X11.5MM 0" AS:"B.BRAUN"A ESCUAP SO252P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： *植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位*植入物滑脫、假關節形成、融合不足*由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失*骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化*異物反應、過敏*感染*神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷*持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO254P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO254P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO255P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO255P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管轄	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付
@	84-A47-SO256P	FBZ030113001	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6X14X11.5MM 5° AS:"B.BRAUN" A ESCOLAP SO256P	88000		本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎 C2-T1	除手術相關風險外，與椎間盤手術有關潛在的併發症包括，但不僅限於： * 植入物位置不正、斷裂、鬆動、位移/錯位 * 植入物滑脫、假關節形成、融合不足 * 由於健康骨質移除所造成的椎間盤高度損失 * 骨質密度改變、相鄰椎體區域內的退化性變化 * 異物反應、過敏 * 感染 * 神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷 * 持續性疼痛	健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasma pro 塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上	0