

吸必擴 160/4.5 氣化噴霧劑

初次使用時，請先搖勻後對空氣試噴至有藥液出現再使用



1

搖勻

將吸入劑搖晃5秒鐘，確保藥品混和均勻

2

開蓋

擠壓蓋子兩側把蓋子打開
確認呼吸口是乾淨的

3

吐氣

避開吸嘴後將肺內空氣完全吐完

4

按壓+吸入

吸嘴置於牙齒之間，雙脣含著吸嘴
(舌頭放在吸嘴下方)
按下頂部計數器同時深深吸氣

5

閉氣

嘴巴離開吸嘴後閉氣5-10秒
(若需吸第二口，請隔30秒再從步驟3開始)

6

蓋上保護蓋

慢慢吐氣後，回復正常呼吸
吸嘴用乾布擦拭後蓋回保護蓋

7

漱口(不可省略)

用開水漱口後把水吐掉，不可吞下

注意事項：

- 若7天未使用，需搖勻後對空氣試噴至有藥液出現再使用
- 頂部計數器箭頭指到紅色區域，代表藥已用完
- 吸嘴請用乾布擦拭，切勿用清水清洗

