

吸必擴都保 定量粉狀吸入劑

初次使用時，開封後先將紅色轉盤左轉到底聽到一聲「喀嗒」，再往右再往左轉到底，會聽到第二聲「喀嗒」，即可開始使用(參考↓圖)



1

旋轉白色帽蓋

旋轉並取下帽蓋
確認呼吸口是乾淨的



2

旋轉紅色轉盤

先將紅色轉盤右轉到底，再左轉到底
此時聽到「喀嗒」聲，代表已完成充填



3

吐氣

避開吸嘴後將肺內空氣完全吐完

4

吸入

吸嘴置於牙齒間，雙脣含著吸嘴
(舌頭放在吸嘴下方)
用力且深深吸一口氣



5

閉氣

嘴巴離開吸嘴後閉氣5-10秒
(若需吸第二口，請隔30秒再從步驟2開始)

6

蓋上白色帽蓋轉緊

用乾布擦拭吸嘴後蓋回帽蓋

7

漱口(不可省略)

用開水漱口後把水吐掉，不可吞下

注意事項：

- 搖晃吸入器聽到的聲音並不是藥物產生的，而是乾燥劑所致
- 請用乾布擦拭吸嘴，切勿用水清洗



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院
SAINT PAUL'S HOSPITAL