

瑞樂沙旋達碟(1)

如何裝置旋達碟



1

開藍色蓋



2

拉開白色托盤



3

壓兩側凸起條紋將白色托盤取下



4

裝入旋達碟

印刷面朝上放在轉輪上



5

將白色托盤推回原位

注意事項：

- 四顆藥囊用完，就需重複以上步驟裝置新的一片旋達碟



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院
SAINT PAUL'S HOSPITAL

瑞樂沙旋達碟(2)

如何使用



1

水平檢查吸嘴

確認呼吸口是乾淨的
沒有灰塵和其他外來物

2

折蓋拉起至垂直後推回

如此可刺破一個藥囊

3

吐氣

避開吸嘴後把肺內空氣完全吐完

4

吸入

吸嘴置於牙齒之間，雙脣含著吸嘴
(請勿將兩側氣孔堵住)(舌頭放在吸嘴下方)
做一個快且深的吸氣

5

閉氣

嘴巴離開吸嘴後閉氣5-10秒

6



拉出白色托盤再推回

請勿將白色托盤完全取出
此動作會將下一個藥囊推向刺針下方

7

吸入第二口

重複步驟2-5



注意事項：

- 每次使用結束時，用乾布擦拭吸嘴並蓋回藍色蓋子
- 若有使用其他吸入劑，請先吸入該藥物，再使用瑞樂沙旋達碟
- 若發生胸悶、呼吸急促和呼吸困難，請立即停用並前往醫院