

優泌樂 (混合型50) 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！

1 打開筆蓋

2 以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜

3 將注射液混和均勻

輕輕滾動10次再上下翻轉10次。
混和均勻後應為白色，如果外觀清澈，或含有凝塊或顆粒，則請勿使用。

4 撕下針頭保護膜並旋入注射筆

注意：筆直且緊密的旋入！

5 取下針頭外蓋

6 取下針頭內蓋並丟棄

7 設定2U劑量進行排氣

針頭頂端應有藥液出現。若無，最多可重複4次直到出現，超過4次則需更換針頭再嘗試

8 設定您需施打之劑量

9 以酒精棉片消毒欲施打之部位

由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

10 插入皮膚並按壓按鈕到底

針頭與皮膚成90度垂直注射

11 停留10秒後再拔出注射筆

按鈕持續按著直到拔出注射筆

12 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄

用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單