

諾和瑞諾易筆 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！



1 打開筆蓋


確認注射液有無變色、混濁或有顆粒，若有，則不可使用！



2 以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜

3 撕下針頭保護膜並旋入注射筆

注意：筆直且緊密的旋入！



4 取下針頭外蓋

5 取下針頭內蓋並丟棄

6 設定2U劑量進行排空

針頭頂端應有一滴胰島素出現。若無，請更換針頭並重複以上動作。但勿超過6次。

7 設定您需施打之劑量

8 以酒精棉片消毒欲施打之部位

由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

9 插入皮膚並按壓按鈕到底

針頭與皮膚成90度垂直注射

10 停留10秒後再拔出注射筆

按鈕持續按著直到拔出注射筆

11 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄

用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單