

諾胰得諾特筆 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！



1 打開筆蓋

確認注射液應為澄清無色。如果成雲霧狀或變色，請勿使用。

2 以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜



3 撕下針頭保護膜並旋入注射筆

注意：筆直且緊密的旋入！

4 取下針頭外蓋

5 取下針頭內蓋並丟棄



6 設定2U劑量進行排空

針頭頂端應有藥液出現。若無，最多可重複6次直到出現，超過6次則需更換針頭再嘗試


7 設定您需施打之劑量

8 以酒精棉片消毒欲施打之部位

由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

9 插入皮膚並按壓按鈕到底

針頭與皮膚成90度垂直注射



10 停留10秒後再拔出注射筆

按鈕持續按著直到拔出注射筆

11 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄

用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單